

**ECOLAB®**

# KitchenPro AziDes

SAURER DESINFEKTIONSREINIGER UND KALKLÖSER

## Leistung

- Nach EN-Richtlinien getesteter Desinfektionsreiniger für einen hohen Schutz vor Mikroorganismen
- Wirkt gegen Bakterien und Hefen

## Effizienz

- Reinigt und desinfiziert in einem Schritt mit leicht Kalklösender Wirkung
- Zur täglichen Anwendung in allen Bereichen der Lebensmittelzubereitung sowie für Equipment
- Ecolab Dosiergeräte bieten optimale Effizienz

## Sicherheit

- Geschlossenes System, dadurch kein Kontakt mit dem Konzentrat
- Arbeiten mit der Anwendungslösung ohne besondere Schutzausrüstung\*
- Farbkodiertes System, um zu erleichtern, dass immer das richtige Produkt für die richtige Reinigungsaufgabe verwendet wird

\* gemäß BGV A1 ist bei Reinigungsarbeiten das Tragen von Schutzhandschuhen zu empfehlen.

Ein Beutel ergibt  
**bis zu 50**

Sprühflaschen mit  
anwendungsfertiger Lösung





Wirkt  
bakterizid  
und levurozid  
gemäß  
EN1276,  
EN1650,  
EN13697



## Nachhaltigkeit

- Hochkonzentrierte Formulierung reduziert Transportgewicht
- Wenig Lagerplatz nötig




1. Anwendungslösung mit kaltem Wasser herstellen




2. Losen Schmutz entfernen




3. Produkt auf die Oberfläche mittels Schaumprüchkopf auftragen



4. Oberfläche vollständig benetzen



5. Je nach Mikroorganismen korrekte Einwirkzeit beachten



6. Sorgfältig mit sauberem Wasser spülen

### DOSIERUNG:

Hohe Belastung	%	Zeit
EN 1276 bakterizid	2%	5 Min
EN 1650 levurozid	2%	15 Min
EN 13697 bakterizid	7%	5 Min
EN 13697 levurozid	7%	15 Min

Zur Herstellung der Anwendungslösung Ecolab Dosiertchnik verwenden.

### ANWENDUNGSHINWEISE

#### Nur für den professionellen Gebrauch!

Gefahrenhinweise auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten. Beim Wechseln des Konzentratbeutels empfehlen wir stets geeignete Handschuhe und Augenschutz tragen. Für den lebensmittelverarbeitenden Bereich zugelassen.

#### pH-Wert (100 %)

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

### LAGERBEDINGUNGEN

Nur im Originalgebinde zwischen 0 und 40 °C lagern. Beutel fest verschlossen halten.

### VERKAUFSEINHEIT

2 x 2 L Beutel	9082010
650 mL Sprühflasche leer	10025303
3 x 1 Schaumprüchkopf	10025283

Ecolab Europe GmbH  
Richtstr. 7  
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Deutschland GmbH  
Ecolab-Allee 1  
D-40789 Monheim am Rhein  
Tel: +49 (0)2173 599-1900

Ecolab GmbH  
Rivergate - Handelskai 92  
A-1200 Wien  
Tel: +43 (0)1 7152550

Ecolab (Schweiz) GmbH  
Kriegackerstr. 91  
CH-4132 Muttenz  
Tel: +41 (0)61 4 669 466

**ECOLAB®**

[www.ecolab.com](http://www.ecolab.com)

© 2014 Ecolab, All rights reserved.